

# キャッパー/デキャッパー

model MCD-3000

マイクロニクス キャッパー/デキャッパー MCD-3000は、ミニチューブに分注された試料を蒸発・揮散・汚染から守るために、モールドキャップを自動的にかつ高速で装填または開栓できる装置です。

分注システムへの組み込みも可能です。



## 特 長

- ◎ キャップはモールドタイプの使い捨てを使用。
- ◎ キャップ整列も自動的に行われます。
- ◎ エリア・キャッピングや千鳥式の配列も可能。
- ◎ 一回のキャップ充填で約3000個を投入でき、順次追加投入が可能です。
- ◎ デキャップ(除去)されたキャップは取出し可能な樹脂ケースに収納されます。
- ◎ 各種の設定はパネルの液晶画面で行います。タッチパネルで条件を設定して、スタートボタンを押すだけ。

## 仕 様

- ・製 品 名 : キャップ/デキャップ
- ・型 式 : Model MCD-3000
- ・処 理 時 間 : キャップ 70 sec、デキャップ 40 sec
- ・キャップ処理数 : 3000個
- ・キャップモード : 全数・エリア・千鳥などを液晶タッチパネルで任意設定  
3パターンに登録が可能です
- ・デキャップモード : パネルで任意で設定  
3パターンに登録が可能です
- ・寸 法 : W820×D800×H680 (mm)
- ・重 量 : 100kg
- ・電 源 : AC100V 50/60Hz 500W
- ・エ ア ー 源 : コンプレッサー (オプション)


**MICRONIX** マイクロニクス株式会社  
 laboratory automation system

〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井新荒見24番地1  
 TEL.0774-46-8303 FAX.0774-41-2771  
<http://www.micronix.co.jp>